

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Mascherina chirurgica in tessuto non tessuto di polipropilene (TNT) 3 veli, tipo IIR. Latexfree. Efficienza di filtrazione batterica (BFE): $\geq 98\%$.

Con stringinaso in alluminio e elastici auricolari. Colori disponibili verde e azzurro

✓ Confezione interna: scatola in cartoncino stampato

✓ Confezione esterna: scatola in cartone

Dispositivo Medicale di Classe I in base al Reg. (UE) 2017/745. Numero RDM 1971197/R, CND T020601

Spunbonded polypropylene (SPP) face mask, 3-ply. With adjustable nosepiece made in aluminum and ear elastic. Latexfree. Available light blue, light green.

✓ Inner packaging: printed paperboard box or plastic bag.

✓ Outer packaging: carton

Medical Device Class I in compliance with Reg. (EU) 2017/745. Number RDM 1971197/R, CND T020601

CODICI DI RIORDINO / RE-ORDER ITEM CODES


N46212	Mascherina 3 veli azzurra / 3-ply face mask light blue	17,5x9,5h cm
--------	--	--------------

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING

N46212	QUANTITÀ QUANTITY	PESO WEIGHT	VOLUME VOLUME	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE EAN EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	50pcs	0,160kg Imballo: 31,5g	0,0012m ³	10x18x7h cm	8014631057038
CARTONE / CARTON	500pcs	8,2kg Imballo: 310g			8014631054556
PALLET / PALLET					--

tolleranza su pesi, lunghezze, volumi: +/- 5% - weight, length, volume tolerance: +/-5%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS</p>	<p>Il tessuto non tessuto (TNT) è resistente, idrorepellente ed ha una buona morbidezza. Sopporta alte e basse temperature. Spunbonded PolyPropylene (SPP) is strong, waterepellent and rather soft. It can support high and low temperature.</p>	
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMS AND STANDARDS</p>	<p>EN 14683:2019</p>	<p>Tipo IIR</p>
	<p>Directive 93/42/EEC e Reg. UE n° 745/2017</p>	<p>Dispositivo Medico Classe I</p>
<p>PITTOGRAMMI PICTOGRAMS</p>		

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION

<p>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE INSTRUCTIONS FOR STORAGE</p>	<p>Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore. Teme l'umidità Protect from direct sunlight and store in a cool, dry and odorless place, far from heat sources. Protect from humidity</p>
<p>SMALTIMENTO DISPOSAL</p>	<p>Smaltire in accordo alla vigente normativa Dispose in accordance with current legislation</p>
<p>USO IMPROPRIO IMPROPER USE</p>	<p>Il fabbricante non è responsabile in caso di uso improprio del prodotto. Il prodotto è monouso, ed è quindi destinato ad uso singolo. Qualunque responsabilità del fabbricante decade immediatamente in caso di uso ripetuto del prodotto The manufacturer is not responsible in case of improper use of the product. The product is disposable, and it's intended for single use. Any responsibility of the manufacturer terminates immediately in case of multiple use of the product</p>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE

Il principale utilizzo è quello di proteggere il paziente.

Le maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

The main use is to protect the patient from infectious agents. Medical face masks can also be intended for patients and other people to reduce the risk of spreading infections.

PAPERLYNEN PAL CAPS s.r.l.
Via Roma, 50 - 55051 BARGA (LU)
P.I. e C.F. 00404610461
John Nidd