

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Mascherina chirurgica in tessuto non tessuto di polipropilene (TNT) 3 veli, tipo IIR. Latexfree. Efficienza di filtrazione batterica (BFE): \geq 98%.

Con stringinaso in alluminio e elastici auricolari. Colore verde.

✓ Confezione interna: scatola in cartoncino stampato

✓ Confezione esterna: scatola in cartone

Dispositivo Medico di Classe I in base al Reg. (UE) 2017/745. Numero RDM 1985287/R, CND T020601

Surgical mask in 3-ply non-woven polypropylene (SPP) fabric, type IIR. Latexfree. Bacterial filtration efficiency (BFE): \geq 98%.

With aluminum nose clip and ear loops. Green colour.

✓ Inner packaging: printed paperboard box or plastic bag.

✓ Outer packaging: carton

Medical Device Class I in compliance with Reg. (EU) 2017/745. Number RDM 1985287/R, CND T020601

CODICI DI RIORDINO / RE-ORDER ITEM CODES


N46312	Mascherina 3 veli verde / 3-ply face mask light green	17,5x9,5h cm
--------	-------------------------------------------------------	--------------

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING

N46312	QUANTITÀ QUANTITY	PESO WEIGHT	VOLUME VOLUME	DIMENSIONI DIMENSIONS	CODICE EAN EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	50pcs	0,160kg Imballo: 31,5g	0,0012m ³	10x18x7h cm	8014631012167
CARTONE / CARTON	500pcs	1,9kg Imballo: 310g	0,016m ³	21x21x37,5h cm	8014631021298
PALLET / PALLET	96crt TI/HI:24/4	202,4kg	1,58m ³	80x120x165h cm	--

tolleranza su pesi, lunghezze, volumi: +/- 5% - weight, length, volume tolerance: +/-5%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

<p>CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS</p>	<p>Il tessuto non tessuto (TNT) è resistente, idrorepellente ed ha una buona morbidezza. Sopporta alte e basse temperature. Spunbonded PolyPropylene (SPP) is strong, waterepellent and rather soft. It can support high and low temperature.</p>	
<p>NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMS AND STANDARDS</p>	<p>EN 14683:2019</p>	<p>Tipo IIR</p>
	<p>Reg. UE n° 745/2017</p>	<p>Dispositivo Medicale Classe I</p>
<p>PITTOGRAMMI PICTOGRAMS</p>		

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION

<p>MODALITÀ DI CONSERVAZIONE INSTRUCTIONS FOR STORAGE</p>	<p>Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore. Teme l'umidità Protect from direct sunlight and store in a cool, dry and odorless place, far from heat sources. Protect from humidity</p>
<p>SMALTIMENTO DISPOSAL</p>	<p>Smaltire in accordo alla vigente normativa Dispose in accordance with current legislation</p>
<p>USO IMPROPRIO IMPROPER USE</p>	<p>Il fabbricante non è responsabile in caso di uso improprio del prodotto. Il prodotto è monouso, ed è quindi destinato ad uso singolo. Qualunque responsabilità del fabbricante decade immediatamente in caso di uso ripetuto del prodotto The manufacturer is not responsible in case of improper use of the product. The product is disposable, and it's intended for single use. Any responsibility of the manufacturer terminates immediately in case of multiple use of the product</p>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED USE

Il principale utilizzo è quello di proteggere il paziente.

Le maschere facciali ad uso medico di tipo I dovrebbero essere utilizzate solo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo I non sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

The main use is to protect the patient from infectious agents. Medical face masks can also be intended for patients and other people to reduce the risk of spreading infections.