

# Filter für medizinische Absaugung

## ZUR EINHALTUNG VON SICHERHEITSSTANDARDS



### **Umfassendes Sortiment**

- Geruchsfilter, Bakterienfilter
- Medela Anschlüsse und konische Anschlüsse
- Als Einweg- und Mehrwegsystem

### **Hohe Leistungskraft**

- Spezielle leistungsstarke medizinische Membrane
- Im Labor getestete hohe Aufnahmefähigkeit von Bakterien
- Niedriger Luftwiderstand durch große Oberfläche

Medela bietet ein großes Sortiment an Einwegfiltern, die mit allen medizinischen Geräten von Medela kompatibel sind. So können Sie Ihr Absaugsystem individuell an verschiedene Hygieneanforderungen anpassen.

- Bakterienfilter liefern die erste, grundlegende Stufe zum Hygieneschutz. Eine Grundvoraussetzung, falls Ihr System keinen eingebauten Bakterienfilter umfasst.
- Überlauffilter bieten einen wesentlichen Sicherheitsmechanismus, um das Eindringen von Flüssigkeit in die Pumpe oder das zentrale Vakuumsystem zu verhindern. In jedem Absaugsystem sollten zwei zusätzliche Überlaufmechanismen vorhanden sein.
- Geruchsmembranen schließen Gase und Gerüche effektiv ein und sind besonders nützlich bei Behältern, die über mehrere Stunden verwendet werden.
- Zusätzlich bietet Medela Mehrweg-Bakterienfilter an, wenn die Membrane häufiger ausgetauscht werden müssen.
- Um die Sicherheit für Patienten und das Krankenhauspersonal zu gewährleisten, sollte die Häufigkeit des Filteraustauschs gemäß der Gebrauchsanweisung und geltender lokaler Richtlinien zur Infektionskontrolle erfolgen.



Medela Anschluss



Konischer Anschluss

	Medela/ Medela Anschlüsse	Konisch/ Konische Anschlüsse	Konisch/ Medela Anschlüsse	Empfohlene Anwendung	Für die folgenden Auffangsysteme
<b>Bakterien</b>	077.0573	077.0574		Hygienischer Basisschutz	Mehrweg-Behälter
<b>Bakterien + Überlauf</b>	077.0571	077.0572	077.0834 (für Vario) 077.0577	Zweistufiger Überlaufschutz	Einweg-Sekretbeutel Mehrweg-Behälter
<b>Geruch + Bakterien</b>	077.0575	077.0576		Reduzierung von Geruch	Einweg-Sekretbeutel Mehrweg-Behälter
<b>Geruch + Bakterien + Überlauf</b>	077.0092			Reduzierung von Geruch, Zweistufiger Überlaufschutz	Einweg-Sekretbeutel Mehrweg-Behälter
<b>Mehrweg- Bakterienfilter</b>	077.0581 (Filtergehäuse) 077.1014 (Filterpapier)			Alternativ zu Einweg- Bakterienfiltern, besonders bei Anwendungen mit häufigem Filterwechsel	Mehrweg-Behälter
<b>Partikel</b>	077.0582			Auffangen von Partikeln	Einweg-Sekretbeutel Mehrweg-Behälter

#### Filterwechsel

- bei Überlaufen oder Verstopfung oder
- wöchentlich bei Verwendung bei einem Patienten oder
- täglich bei Verwendung bei mehreren Patienten.

Um festzustellen, ob ein Filter verstopft ist, ist vor jeder Verwendung bei einem Patienten ein Filtertest durchzuführen. Vorrangig gelten die hausinternen Vorschriften.

Medizinische Vakuumtechnologie  
für medizinisches Fachpersonal

Für weitere Informationen kontaktieren Sie  
uns oder Ihren zuständigen Medela  
Gebietsleiter.

 Medela AG  
Lättichstrasse 4b  
6341 Baar, Switzerland  
www.medela.com

**Germany & Austria**  
Medela Medizintechnik  
GmbH & Co. Handels KG  
Postfach 1148  
85378 Eching  
Germany  
Phone +49 89 31 97 59-0  
Fax +49 89 31 97 59 99  
info@medela.de  
www.medela.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort

**CE** 0123